

# STENTS / DOBLE J

## CASCADE™



Dornier MedTech



### FICHA TÉCNICA



#### MARCA

Dornier

#### CÓDIGOS

CAS49VR / CAS4926 / CAS6026 / CAS60VR / CAS7026

#### PRESENCIA DE LÁTEX

Libre de Látex

#### TIPO DE PRODUCTO

Producto de un solo uso, (desechable).

#### PRESENTACIÓN, ROTULADO Y TIPO DE ENVOLTORIO

Empaque individual tyvek grado medico, el cual garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto. Rotulado conforme las normativas sanitarias con presencia de N° de referencia, lote, fecha de caducidad y medio de esterilización.

#### MEDIDAS

4.7-4.9Fr / 6Fr / 7fr – 26 cms y Multilargo

#### ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno (ETO)

#### PROCEDENCIA

Estados Unidos

### DESCRIPCIÓN

Nuestro Pigtail/Doble J CASCADE™ de un diseño único e innovador, posee revestimiento hidrófilico. Además posee una inserción en un solo paso, lo cual, ayuda a facilitar la comodidad y la estabilidad del pigtail. Al activar el Pigtail por fluido, el recubrimiento hidrófilico crea una superficie lisa entre el stent y el tejido para facilitar su inserción, y el paso a través del delicado tejido ureteral. Diseñado con un material altamente radiopaco para una visualización clara.

### CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO

FDA y CE

### CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LA MARCA DORNIER MEDTECH

ISO 13485

### EMPRESA DISTRIBUIDORA EN CHILE

IMH